

Produktdatenblatt

Produkt Name	Produkt-No.	CAS
Kupfer(II)-ethylendiamin Lösung, Cuen	Fu 0679	14552-35-3

Spezifikation

Aussehen blaue Flüssigkeit

Gehalt

Kupfer 0,95-1,05 mol/L

Ethylendiamin 1,90-2,10 mol/L

Dichte 1,096-1,102 g/cm³

pH (1% Wasser) 12,0-12,5

Verpackung 2,5 L Glasflasche
25 L PE Kanister

Anwendung Bestimmung der Viskositätszahl von Zellulose nach
DIN 5420 Teil 2, ISO 535/1